

Molekylære metoder til detektion af frøsygdomme

- PCR/real-time PCR
- Microarray/DNA-chip

Mogens Nicolaisen og Annemarie Fejer Justesen



AARHUS UNIVERSITY


Faculty of Agricultural Sciences – Department of Integrated Pest Management - Flakkebjerg

PCR analyse

DNA-ekstraktion


PCR

Gelkørsel





GGGCCACAGTTGAAACAGCTGCCGAGA
CCATACCTCCATGACGTTTCGCGCCGT
GGTGCCTCAAGCGTTCTTCCACAGTT
CGCAATCTTGATTATTGGTGCCCTTCTT
TCGTTTGGTCGAGAAAGATGAGCCACTA
GCTTCACATGCGACCAACCCACCCCTT
TTCGCTTGAATGCCGTGGCTGCCGCGT
CTCTTGTGTCGGACAATCTAGCCAAG
GTTTCACAAATCGTATCCGGCTTTGT
CGTCCTGAATCGGCTTGAAGAGCATGCC
AGCGATGGTACCTCGCTCCTGAAGTTCA
AACTCAACGGCTGGTAGCGTCAGGACTT
TGTCTGCGGCCATCCGCTGAGTTGCCT
GGCTATCTCGATTGTGTCGATCGATTCA
TGGAACTCGCGGACGGCCGATTCTAAC
GTTCTCTGTACAATCTCTGGTATGTACT
GCAATCTTCGCTTGTATCCTCGTATT
TCTTATAAAGATCCGTCCTTCAC

Kvantificering vha. real-time PCR



DNA standard curve



Usædsbårne sygdomme i byg








Pyrenophora graminea
Imperfect: *Drechslera graminea*




Pyrenophora teres
Imperfect: *Drechslera teres*


Konventionel test for *Pyrenophora* sp.




Væksthustest 4-5 uger





Real-time PCR metode for stribesyge



Sammenhæng mellem mængden af DNA og antallet af inficerede kerner




Fusarium i korn




S. Suproniene

H. Jørskov

Fusarium i kornprøver




Real-time PCR for:
F. graminearum
F. culmorum
F. poae
F. langsethiae
F. sporotrichioides
F. equiseti




PCR

- **Specificitet** (kan skelne arter som ikke kan skelnes morfologisk)
- **Følsomhed** (sammenlignelig med konventionelle metoder)
- **Kan automatiseres** (DNA-ekstraktion/ real-time PCR)
- **Kort testtid** (1-2 dage)
- **Kvantitativ** (real-time PCR)
- **Kræver ikke speciel ekspertise**



Multiplex detektion af plantepatogener

DNA array teknologi





Virus
Bakterier
Eukaryote patogener

Fusarium chip


F. graminearum
F. culmorum
F. pseudograminearum
F. equiseti
F. poae
F. langsethiae
F. avenaceum
F. tricinctum
F. sporotrichioides
F. subglutinans
F. proliferatum
F. verticilliodes



Multiplex detektion med DNA-chip




Microarray analyse




Hybridiseringsresultater


F. poae



F. avenaceum




F. graminearum




F. graminearum specifikke prober

Markprøver




Two wheat cultivars were inoculated in the field with *F. graminearum* or *F. avenaceum* at flowering

Microarray/ toxinanalyse af kornprøver



F. graminearum/
culmorum microarray signal



DON indhold (ppb)

Microarray

- Multiplex (kan teste for mange arter i én arbejdsgang)
- En metode som er ”på vej”
- Følsomhed (sammenlignelig med PCR)
- Automatisering ”på vej”
- Kort testtid
- Semi-kvantitativ
- Kræver ikke speciel ekspertise

- Hans Pinnschmidt
- Skaidré Suproniene
- Henrik Jørskov Hansen
- Henriette Nyskjold
- Lise N. Jørgensen
- Bent Nielsen
- Ulf Thrane

